






## Automatische Absaugung und Mundöffnung in einem

### Einfache Anwendung mit integrierter Mundöffnung




**Funktion:**  
Mundöffnung





Der 99 Suction Block ermöglicht eine zuverlässige Mundöffnung durch Fixierung an Ober- und Unterkieferzähnen – ganz ohne zusätzliche Hilfsmittel.

### Kombinierte Anwendung: Mundöffnung + Absaugung



**Funktion:**  
Absaugung



Führen Sie die aktuell verwendete Absaugkanüle in die dafür vorgesehene Öffnung (Absauganschluss) des 99 Suction Blocks ein. Die Absaugung startet automatisch.

Vertrieb durch:



**BLACK FOREST**  
**BioDENT** Ihre Praxis. Unsere Erfahrung.  
Gemeinsamer Erfolg.

**DENT**ZONE®

# 99 Suction Block®



99 Suction Block, Einweg,  
Standard, Inhalt 20 Stück,



Auch erhältlich als:  
99 Suction Block autoklavierbar in 4 Größen  
Inhalt 5 Stück



Bestellung bitte an: [order@blackforestbiodent.com](mailto:order@blackforestbiodent.com)  
Fax +49 821 5678983 • Tel. +49 821 5678859

Hiermit bestelle ich:

- |                                     |                              |                                      |          |            |                         |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------|------------|-------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | x SBD-0001, 99 Suction Block | Einweg, Standard                     | 20 Stück | à € 39,-*  | Preis pro Stück € 1,95* |
| <input type="checkbox"/>            | x SBA-0001, 99 Suction Block | autoklavierbar, small                | 5 Stück  | à € 120,-* | Preis pro Stück € 24,-* |
| <input checked="" type="checkbox"/> | x SBA-0002, 99 Suction Block | autoklavierbar, medium<br>(standart) | 5 Stück  | à € 120,-* | Preis pro Stück € 24,-* |
| <input type="checkbox"/>            | x SBA-0003, 99 Suction Block | autoklavierbar, large                | 5 Stück  | à € 120,-* | Preis pro Stück € 24,-* |
| <input type="checkbox"/>            | x SBA-0004, 99 Suction Block | autoklavierbar, x-large              | 5 Stück  | à € 120,-* | Preis pro Stück € 24,-* |
| <input type="checkbox"/>            | x SBA-1101, Suctionconnector |                                      | 1 Stück  | à € 49,-*  | Preis pro Stück € 49,-* |
- ☒ Empfehlung, passt für 95% der Fälle
- \* zzgl. MwSt.+Versand

Praxis

Praxisstempel

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Vertrieb durch:



**BLACK FOREST**  
**BioDENT** Ihre Praxis. Unsere Erfahrung.  
Gemeinsamer Erfolg.

Black Forest Biodent GmbH  
Zimmererstrasse 26d • 86153 Augsburg  
[info@blackforestbiodent.com](mailto:info@blackforestbiodent.com)  
Tel +49 821 5678859 • Fax +49 821 5678983